

Sonde personnelle

Saint-Cloud®

OVA

Sonde vaginale
de stimulation et de
biofeedback pour la
rééducation périnéale

Vaginal probe for uro-gynecological
rehabilitation: stimulation and biofeedback.

Vaginalsonde zur uro-gyneologischen
Rehabilitation: Stimulation und Biofeedback.

Sonda vaginal de reeducacion
uroginecologica: estimulacion y
biofeedback.

Vaginalelektrod for urogynekologisk
rehabilitering: stimulerong och
biofeedback.

Sonda vaginal di reeducazione
uroginecologica stimolazione e
biofeedback.

Electrodes latérales

Design anatomique

Légèreté

Hygiène optimale

Branchement 2 mm femelle

Référence : 114.700+
Code GTIN : 0190446303787

 chattanooga®

SONDE « SAINT-CLOUD® OVA » A USAGE STRICTEMENT PERSONNEL

ENTRETIEN- NETTOYAGE

A nettoyer et/ou désinfecter (produits de désinfection à froid, Anioxyde 100 de ANIOS par exemple) puis rincer AVANT LA PREMIERE UTILISATION ET APRES CHAQUE UTILISATION. Ne pas utiliser une solution d'alcool ou de formol concentrée à plus de 20%. Cette sonde ne peut être stérilisée.

APPAREIL PRÉCONISÉ

Doit être utilisée avec des dispositifs répondant à la 93/42 CEE aux caractéristiques suivantes :

- Courant alternatif biphasique à moyenne nulle
- Intensité max : 150 mA
- Tension max : +/- 80 V

CONTRE- INDICATIONS

Grossesse, Infection vaginale, MST, dénévation totale, épilepsie, cancer de la sphère génito-urinaire, port de stimulateur cardiaque (demander l'avis du médecin).

MODE D'EMPLOI

- 1 Laver et sécher avant la première et chaque utilisation.
- 2 Introduire la sonde en positionnant les électrodes Droite/Gauche vers l'extérieur jusqu'à ce que la collerette vienne en butée.
- 3 Vérifier que l'appareil est arrêté.
- 4 Connecter les deux câbles connecteurs au câble de sortie de l'appareil de stimulation.
- 5 Mettre en marche le stimulateur et augmenter progressivement l'intensité.
- 6 A la fin de la séance, arrêter l'appareil et déconnecter la sonde.
- 7 Retirer la sonde du vagin et la nettoyer ou désinfecter.
- 8 La sonde doit être rangée dans son sachet d'origine qu'il faut conserver pendant tout le traitement (le numéro de série figure sur le sachet).

TIGE INDICATRICE DE CONTRACTIONS

La tige indicatrice de contraction permet de visualiser la bonne contraction du plancher pelvien. Clipser les parties de la tige dans l'orifice prévu à cet effet au niveau de la sonde. En cas de contraction correcte, la tige descend alors que dans le cas contraire, celle-ci monte.

Cette tige permet de visualiser les contractions, d'éveiller la patiente à la contraction volontaire de son plancher pelvien, facilite l'apprentissage et est un outil d'aide à l'évaluation des progrès réalisés en rééducation.

ATTENTION

Effets secondaires rares : irritations et picotements. La patiente ne doit être connectée qu'à un seul stimulateur. Ne pas raccorder en même temps à un appareil chirurgical haute fréquence. Réglage maximum 150 Ma. Ne jamais introduire ou extraire la sonde lorsque le stimulateur est en marche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière en contact avec la patiente : ABS et Inox 304 biocompatible
- Câble blindé en cuivre avec gaine PVC
- Longueur sonde : 9,4 cm
- Largueur sonde : 2 cm
- Longueur 1 électrode : 3,16 cm
- Longueur tige : 13,2 à 34 cm

13-2156 Rev A - 06/2018

EC

REP

REHAB EUROPA SL
Sant Gervasi de Cassoles, 96 3^e 4^a
08022 BARCELONA - SPAIN

Distribué par DJO France
3 rue de Bethar
64990 Mouguerre France

CE 2460



EVERYWAY MEDICAL
INSTRUMENTS CO. Ltd
3F N°5 Ln 155 Sec.
3 Beishen Rd
Shenkeng Dist. New Taipei City
22203 Taiwan

