

FILAIRE/SANS FIL		Filaire
CONFIGURATION DE PROGRAMMES		Standard
CANAUX	Nombre de canaux de stimulation	4
CATEGORIES DE PROGRAMMES	TYPE DE PROGRAMMES	
REHABILITATION I	Amyotrophie, Renforcement, Point moteur...	X
ANTIDOULEUR I	TENS Gate Control, Endorphinique	X
VASCULAIRE	Capillarisation, Jambes lourdes...	X
PREPARATION PHYSIQUE I	Résistance, Force, Récupération active	X
REHABILITATION II	LCA, Coiffe des rotateurs, Stabilisation lombaire...	
ANTIDOULEUR II	Lombalgie, Cervicalgie, Epicondylite...	
NEUROLOGIE	Spasticité, Dorsiflexion du pied de l'hémiplégique...	
PREPARATION PHYSIQUE II	Endurance, Force explosive, Massage...	
INCONTINENCE	Incontinence d'effort, instabilité vésicale, Prévention Post-Partum....	
MUSCLES DENERVES	Dénervation partielle et totale, automatique et manuelle	
COURANT DIRECT	Iontophorèse, œdème, Hyperhidrose...	
FONCTIONS AJOUTEES		
2+2 OU +TENS	Combine 2 programmes simultanément	X
STYLET POINT MOTEUR	Détection des points moteurs pour un positionnement optimal des électrodes	X
SKIP	Passer librement à la phase suivante	X
PROGRAMMATION	Créer ses propres programmes	X
MI-SCAN	Personnalisation des paramètres de stimulation pour un meilleur confort et efficacité	Mi-ready
MI-TENS	Optimise les réglages de l'énergie de stimulation pour les programmes de type TENS Gate Control	Mi-ready
MI-RANGE	Indique la zone d'efficacité pour les programmes basses-fréquences	Mi-ready
MI-ACTION	Déclenchement de la stimulation par une contraction volontaire.	Mi-ready
MULTI-SESSIONS™	2 télécommandes et une station de charge évoluée pour réaliser plusieurs séances simultanément	
TRIGGER	Déclenchement volontaire et contrôlé de la stimulation	
LOGICIEL	Créer ses listes de patients et historiques de traitements	
RECHERCHE DE PENTE AUTOMATIQUE	Dénervation partielle	
GARANTIE		3 ans

TECHNOLOGIE SANS FIL ET MULTI-SESSIONS™

La révolution Compex Pro Wireless Professional à un objectif : offrir une liberté totale d'utilisation tant pour le patient que pour le thérapeute.

La technologie sans fil supprime toute contrainte d'installation ou d'utilisation en électrothérapie. Le déclenchement actif par le patient ou contrôlé à distance par le thérapeute permet des séances progressives et variées. La possibilité de réaliser plusieurs séances simultanément (Multi-Sessions™) optimise votre investissement et libère votre activité en ne disposant plus d'un unique stimulateur mais de plusieurs modules de stimulation et télécommandes activables individuellement selon vos besoins.



THETA	PHYSIO	COMPEX PRO WIRELESS PROFESSIONAL 2 CH STANDARD	COMPEX PRO WIRELESS PROFESSIONAL 4 CH STANDARD	COMPEX PRO WIRELESS PROFESSIONAL 4 CH FULL	
Filaire	Filaire	Sans fil	Sans fil	Sans fil	
Full	Optimum	Standard	Standard	Full	
4	4	2 Modules	4 Modules	4 Modules	
X	X	X	X	X	STANDARD
X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	
X	X			X	FULL
X	X			X	
X	X			X	
X	X			X	
	X				OPTIMUM
	X				
	X				
X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	
2 câbles Mi-sensor	4 câbles Mi-sensor	2 Ch	4 Ch	4 Ch	
2 câbles Mi-sensor	4 câbles Mi-sensor	2 Ch	4 Ch	4 Ch	
2 câbles Mi-sensor	4 câbles Mi-sensor	2 Ch	4 Ch	4 Ch	
2 câbles Mi-sensor	4 câbles Mi-sensor	2 Ch	4 Ch	4 Ch	
			X	X	
X	X		X	X	
	X				
3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	

TECHNOLOGIE MUSCLE INTELLIGENCE



Mi LA GRANDE INNOVATION EN ÉLECTROTHERAPIE : TECHNOLOGIE MUSCLE INTELLIGENCE™

Développée dans nos laboratoires de recherche, la technologie révolutionnaire et exclusive Muscle Intelligence™ personnalise automatiquement paramètres de stimulation en fonction de la physiologie de chaque patient. C'est cette personnalisation systématique qui rend le traitement plus confortable, et par conséquent plus efficace.



VERSION STANDARD

REHABILITATION I	Amyotrophie
	Prévention d'amyotrophie
	Renforcement
	Lésion musculaire
ANTIDOULEUR I	Point moteur
	Tens 100Hz Gate Control
	Tens fréquence modulée
	Endorphinique
VASCULAIRE	Décontracturant
	Tens modulé en largeur d'impulsion
	Burst
	Burst/Tens alterné
PREPARATION PHYSIQUE I	Insuffisance veineuse I
	Insuffisance veineuse II
	Insuffisance artérielle I
	Insuffisance artérielle II
PROGRAMMES ADDITIONNELS VERSION FULL	Capillarisation
	Jambes lourdes
	Prévention crampes
	Résistance
PREPARATION PHYSIQUE I	Force
	Récupération active

PROGRAMMES ADDITIONNELS VERSION FULL

REHABILITATION II	Prothèse de hanche
	Syndrome rotulien
	LCA
	Coiffe des rotateurs
	Stabilisation lombaire
NEUROLOGIE	Rééducation cardiaque
	Atrophie Ago-Antago 1/1
	Renforcement Ago/Antago 1/1
	Atrophie (Fréquence Modulée)
	Renforcement (Fréquence Modulée)
ANTIDOULEUR II	Amyotrophie (Hémophilie)
	Renforcement (Hémophilie)
	Spasticité
	Dorsiflexion du pied de l'hémiplégique
	Epaule de l'hémiplégique
PREPARATION PHYSIQUE II	Rééducation Neurologique
	TENS 80Hz
	Douleur genou
	Douleur fracture
	Douleur trapèze
PROGRAMMES ADDITIONNELS VERSION OPTIMUM	Douleur Epaule
	Cervicalgie
	Dorsalgie
	Lombalgie
	Lombo-sciatalgie
	Lumbago
	Epicondylite
	Torticolis
	Arthralgie
	Musclulation
	Potentialisation
	Endurance
	Force explosive
	Hypertrophie
	Renforcement lombaire
Récupération Plus	
Massage tonique	
Massage relaxant	
Massage anti-stress	
Gainage	
Piométrie	

PROGRAMMES ADDITIONNELS VERSION OPTIMUM

INCONTINENCE	Incontinence d'effort
	Instabilité vésicale
	Incontinence mixte
	Prévention Post-Partum
DENERVE	Partiel automatique
	Total automatique
	Partiel manuel
COURANT DIRECT	Total manuel
	Hyperhidrose
	Iontophorèse
CEdème	